

# Administración adecuada de medicamentos a través de un tubo de alimentación

## Medicamentos:

- Si puede tragar sus medicamentos de manera segura, hágalo. Poner píldoras trituradas en su sonda de alimentación aumenta el riesgo de obstruir la sonda. Si no puede tragar sus medicamentos, pregúntele a su proveedor/a si sus medicamentos se pueden triturar o si hay una forma líquida disponible. Por favor, NO TRITURE tabletas de liberación modificada (XR, SR, ER, CR, LA). Triturarlos puede liberar demasiada medicación a la vez, lo que puede causar efectos secundarios graves. Los medicamentos líquidos generalmente requieren una dilución adicional con agua.
- Use solo agua purificada (por ejemplo, agua destilada o agua embotellada etiquetada como purificada) para diluir los medicamentos. El agua purificada está libre de minerales y contaminantes que podrían interactuar con el medicamento.
- Enjuague antes y después de administrar cada medicamento con al menos 15 mL de agua purificada.
- Administre cada medicamento por separado. No mezcle medicamentos con su fórmula de alimentación por sonda. La mezcla puede reducir la eficacia del medicamento u obstruir el tubo.
- Descargas de agua de hidratación: está bien usar agua del grifo o agua embotellada para descargas de agua que no estén relacionadas con medicamentos.
- El agua utilizada para los enjuagues de medicamentos se puede contar como parte de su objetivo de ingesta diaria total de líquidos.
- Si tiene una sonda gástrica y yeyunal, aclare con su proveedor/a qué vía (gástrica o yeyunal) usar para sus medicamentos. Para los medicamentos administrados por vía gástrica que también se utilizan para el drenaje o la ventilación, asegúrese de sujetar el tubo durante al menos 30 minutos después para una absorción adecuada del medicamento.



# Desbloqueo del Tubo de Alimentación Obstruido.

## Suministros:

- Jeringa ENFit de 30 – 60 mL
- Agua tibia del grifo

*Si es necesario:*

- Comprimido Viokace 20,880 unidades, requiere receta médica
- Bicarbonato de sodio
- Agua purificada
- 1/8 cucharadita cucharilla medidora

## Procedimiento:

- Trabaje para remover la obstrucción lo antes posible.
- Conecte la jeringa vacía al tubo de alimentación y extraiga la mayor cantidad de líquido posible y deséchela.
- Extraiga el agua del grifo en la jeringa, conéctela al tubo de alimentación y con un suave movimiento de "ida y vuelta" con el émbolo de la jeringa, intente aflojar y retirar la obstrucción. Si tiene éxito, deseche la obstrucción y enjuague el tubo con 30 mL de agua del grifo.
- Si el procedimiento anterior no funciona, deje el agua del grifo en el tubo y sujétela, continúe con el método Viokace®.

## Desbloqueo del tubo de Viokace/ bicarbonato de sodio:

- Disuelva 1/8" de cucharadita de bicarbonato de sodio redondeado en 10 mL de agua purificada.
- Triture una tableta de Viokace y revuelva en la mezcla de bicarbonato de sodio/agua hasta que se disuelva por completo. Esto tomará unos minutos.
- Mientras tanto, conecte una jeringa al tubo de alimentación e intente otro movimiento suave de "ida y vuelta" con el émbolo de la jeringa para ver si se puede retirar y desechar la obstrucción.
- Si no funciona, extraiga la solución de Viokace® en una jeringa, conéctela al tubo de alimentación y empuje suavemente tanto como pueda dentro del tubo, luego tape el tubo. No deseche la solución restante de Viokace®.
- Después de 30 minutos, conecte la jeringa vacía al tubo de alimentación e intente un movimiento suave de "ida y vuelta" para tratar de aflojar y retirar la obstrucción. Si tiene éxito, deseche la obstrucción y enjuague el tubo con 30 mL de agua del grifo.
- Si el tubo no se limpia, retire el líquido y puede repetir este procedimiento una o dos veces más con la solución restante de Viokace®.



UNIVERSITY of  
**ROCHESTER**  
MEDICAL CENTER

Notifique a la Clínica de Apoyo Nutricional al 585-275-3995 con cualquier pregunta si no tiene éxito al desbloquear el tubo o